


## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# WTW OXI TOP BOX in CONTROLLER OC100



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.


Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

## Kazalo

<b>OXI TOP BOX</b>	<u>2</u>
Termostat za 10 steklenic	<u>2</u>
<b>Vzdrževanje</b>	<u>2</u>
<b>OXI TOP CONTROLLER</b>	<u>3</u>
Tastatura	<u>3</u>
Tehnični podatki	<u>4</u>
Servis Mikro + Polo d.o.o.	<u>5</u>

## WTW OXI TOP BOX



### TERMOSTAT ZA 12 STEKLENIC

Priključitev:	220V /S0 H <sub>2</sub>
Moč:	200W
Varnostni razred:	2, EN 61010
Delovna temperatura:	+10 do +32°C
Nastavljena temperatura v termostatu:	20°C ±0,5K
Zračenje:	DA
Dodatno gretje:	DA
Notranja vtičnica:	1
Mere: (Š x G x V)	425x600x375
Teža:	30kg
Izvedba:	CE

#### **Pomembno!**

Termostat je tovarniško nastavljen na temperaturo 20<sup>o</sup>e ± 1K.


V kolikor pride do odstopanja se lahko temperatura korigira s pomočjo posebnega ključa, in sicer na regulatorju, ki se nahaja na zadnji strani termostata. Do regulatorja pridemo tako, da odstranimo zunanje ohišje termostata.

#### **Vzdrževanje**

kondenzator hlajenja je potrebno redno kontrolirati, da se v njem ne nabira prah oz. umazanij?  
V kolikor pride do motenj glede temperature natančnosti, je zgoraj omenjen najpogostejši vzrok le tega.

## WTW OxiTop Controller

Daljinec za spremljanje in izpis vrednosti BPK-5 OxiTop aparata (oziroma branje glav OxiTop).



### TASTATURA

1. Upravljanje z vzorci: branje posameznih vzorcev, branje podatkov posameznih merilnih glav oz. vzorcev, prikaz posameznih glav oz. vzorcev.
2. Tiskanje (izpis) podatkov in nastavitve
3. Vklop/izklop
4. GLP/orodja: pokaže proste merilne glave, prikaz nastavitvev ali sprememb, preverjanja.
5. Prikaz vrednosti-grafični in numerični prikaz merjenja
6. Komunikacija z merilnimi glavami: začetek merjenja
7. prikaz nastavitvev
8. Stikalo za nastavitve
9. Stikalo za potrditev nastavitvev

Za nastavljanje oz. branje podatkov mora biti daljinec oddaljen od merilne glave max 5cm. Za tiskanje podatkov mora biti daljinec oddaljen od tiskalnika od 10 cm do 1 m. Za odčitavanje vseh podatkov mora biti daljinec oddaljen od merilnih mest med 40 cm in 1m.

### Čiščenje

Prepovedana uporaba alkohola, topil, kot so aceton ali alkohol. Čiščenje z vlažno krpo ali milnico.

## TEHNIČNI PODATKI:

Merilna območja: 0 .. .40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BPK

Časi merjenj:

Ure	Število beleženj
0,5	180
1,5	270
2,5	300
3,5	315
4,5	324
5,5	330
vsako celo uro (1,2,3 do 23)	360
vsak celi dan (1,2,3 do 99 dni)	360

Prikaz:

Napajanje:

Baterija za zaščito podatkov

Varnostni razred

Mere: (V x Š x G)

LCD-grafični zaslon 64+128 točk

3xbaterijski vložek velikosti AA, AM3, LR6

- 1x CR 2430

3, IEC 1010, EN 61010 IP 41, DIN 40050

45x100x200 mm



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**