

CIMA - ALTITUDE ROLLGLISS PRELAGALNE BLAZINE

CI-SAA70100



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Tehnične lastnosti | PRELAGALNE BLAZINE ROLLGLISS | 3 modeli | CE |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|

MODELI

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| • ROLLGLISS TOGA | 178 x 53 cm | réf. CI-AA70100 |
| • ROLLGLISS ZLOŽLJIVA | 178 x 53 cm | réf. CI-AA70110 |
| • ROLLGLISS MINI | 90 x 53 cm | réf. CI-AA70120 |

TEHNIČNE LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • notranja plošča board th. 6 mm | laminirana Oukoumé-marin plošča |
| • notranje podajanje | samoraztezna pena |
| • zunanje podajanje | poliester/PVC |
| • zunanje pregrinjalo temno modro | najlon 100 % vodoodporno |
| • varjenje | visokofrekvenčno |
| • RTG-transparentnost | popolna |

VZDRŽEVANJE

| | PRANJE | SUŠENJE | DEZINFEKCIJA |
|-------------|-----------------------------|------------|---|
| plošča | mlačna voda+ nevtravno milo | | Alkohol 90% + 2% eter oz. Chlorexide S –tekoča raztopina s klorheksidinom in cetrimidom |
| pregrinjalo | 90 ° | 60 ° maks. | Alkohol 90% + 2% eter oz. Chlorexide S –tekoča raztopina s klorheksidinom in cetrimidom |

OPRAVLJENI TESTI(opravljeni na notranjem, belem delu plošče)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| • material tkanine | DIN ISO 2076 |
| • žica – 550 DTEX | EN ISO 2060 |
| • natezna trdnost 2500/2400 N/50 mm | DIN 53354 |
| • strižna trdnost 300 / 250 N | DIN 53363 |
| • temperaturna odpornost 20°/+70 ° C | DIN 53361 |
| • opačnost > 6 | DIN 54004 |

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**