

NAVODILO ZA UPORABO APARATA

SÖHNGEN

Ambu Perfit ACE

vratna opornica

S1-0603080



SÖHNGEN[®]

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

Ambu Perfit ACE vratna opornica je oblikovana za pomoč pri vzdrževanju nevtralnega formiranja, preventiva za kasnejšo hromost in sprednje – zadnjično upogibanje in podaljševanje vratnega dela hrbtenice med transportom in rutinski oskrbi ali premikanju pacienta.

Je edina, v enem kosu, neupogljiva imobilizacijska naprava za vratni del hrbtenice s 16 natančnimi nastavitvami za običajno prileganje znotraj območja 4 standardnih nastavitev za odrasle.

Opornica je zložljiva in jo je mogoče skladiščiti, zatoj ne zaseda veliko prostora. Olajša intubacijo in odstranjevanje izbljuvkov iz pacientovih ust. Je brezžična, CT in MRI združljiva. Njen sestavni del je ventilacijski sistem na zadnji strani, prilagojen funkciji odvajanja tekočin.

Mikro+Polo Servis

Rešujemo težave.



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**