

## NAVODILO ZA UPORABO APARATA

# SIGMA ALDRICH FRIO – Temp<sup>®</sup> Digital Thermometer

AL-Z564222-1EA



Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.

Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.

- stikalo za vklop in izklop (on/off)
- podatki
- minimalni/maksimalni spomin
- jeklena sonda s pripadajočim jeklenim kablom
- CE potrdilo o kvaliteti
- baterija vstavljena
- enota prihaja serijsko z izjavo o natančnosti skladno z normami NIST (USA) in DKD (Europa), 30 ml steklena steklenička, napolnjena s steklenimi biseri, ki so medsebojno namagneteni
- nadomestna sonda: Item 30701
- posamično zapakirano z navodili za uporabo v več jezikih

Termometer FRIO priporočamo za uporabo na vetru, v hladilnikih, inkubatorjih, pečicah in krvnih bankah. Posebej primerni so za uporabo v laboratorijih, akademijah in univerzah, višjih šolah, trgovinah, krvnih bankah, bolnišnicah,...skratka tam, kjer se pokaže potreba po natančnih in izsledljivih meritvah.

Specifikacija:

dolžina sonde	125 mm
dolžina sonde	5 inc
material	Jeklo brez madežev
dolžina kabla	150 sm
dolžina kabla	59 inc
razpon	-50 do 200 °C
razpon	-58 do 392°F
natančnost	±0,5 °C od -20 do 70 °C ±1 °C od -50 do -20 °C in 70 do 150 °C sicer ±2 °C
velikost	63.50 x 95.3 mm
velikost	2,5 x 3.75 inc
teža	136 kg
teža	0,3 lbs.
št. baterij	1
tip baterije	AAA



Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.

Naš osnovni namen je **REŠEVATI VAŠE TEŽAVE** in s tem skrbeti za nemoten potek dela v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

#### DEJAVNOSTI SERVISA:

inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatov in opreme  
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

#### Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!

Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš **SERVISNI CENTER** na telefonsko številko: **+386 (0)2 614 33 57** ali nam pišite na e-pošto: **service@mikro-polo.si**